

Raccords compression en laiton - filetage parallèle (BSPP)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pour adapter une large gamme de capteurs isolation minérale et d'autres capteurs de type sonde proposés par Labfacility.

Les raccords compression en laiton avec filetage parallèle BSP (British Standard Pipe Parallel) sont largement utilisés pour connecter en toute sécurité des tuyaux et des tubes dans diverses applications.

Les filetages BSP ont un diamètre constant, ce qui nécessite une rondelle danchet ou un joint torique pour créer un joint étanche.

Fabriqués en laiton, ces raccords offrent une bonne résistance à la corrosion, une bonne durabilité et une facilité d'installation, ce qui les rend adaptés à la plomberie, au CVC et aux applications basse et moyenne pression dans les systèmes d'eau, d'air et de gaz.

Spifications

Specifications

General Description	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
Material	Brass
Thread	1/8"BSP or 1/4"BSP available
Probe Diameter	Suitable for both metric and imperial probe diameters from either 1.5mm, 3.0mm or 3/16"