

Raccords compression en laiton - Filetage conique (BSPT)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pour adapter une large gamme de capteurs isolation minérale et d'autres capteurs de type sonde proposés par Labfacility.

Les raccords compression en laiton avec filetage BSPT (British Standard Pipe Taper) sont largement utilisés pour connecter des tuyaux et des tubes dans diverses applications.

Les filetages BSPT sont coniques, ce qui signifie que le diamètre du filetage diminue vers la fin, ce qui améliore l'étanchéité lorsque le raccord est serré.

Fabriqués en laiton, ces raccords offrent une bonne résistance à la corrosion, une bonne durabilité et une facilité d'installation, ce qui les rend adaptés à la plomberie, au CVC et aux systèmes basse et moyenne pression impliquant de l'eau, de l'air et du gaz.

Specifications

Specifications

General Description	Male in-line stainless steel compression type with nut & olive
Material	Brass
Thread	1/8"BSPT, 1/4"BSPT, 3/8"BSPT or 1/2"BSPT available
Probe Diameter	Suitable for both metric and imperial probe diameters from 1.5mm