

Olives - Acier inoxydable



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les olives en acier inoxydable sont un composant essentiel des raccords à compression, offrant une solution fiable et durable pour connecter des tuyaux et des tubes dans une variété d'applications.

Leur résistance à la corrosion et leur résistance les rendent idéaux pour les environnements exigeants, garantissant des connexions sûres et fiables. Une bonne installation et un entretien régulier sont essentiels pour leur performance efficace et leur longévité.

Specifications

Specifications

General Description	Olives
Material	Stainless-Steel
Probe Diameter	Suitable for probe diameters between 1.0mm & 8.0mm