

## Olives - Laiton



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les olives en laiton sont cruciales pour assurer des connexions sres et tanches dans une varit dapplications.

Leur rsistance la corrosion, leur durabilit et leur facilit dinstallation les rendent idaux pour la plomberie, le CVC, les systmes industriels et automobiles. Une installation correcte et un entretien rgulier sont essentiels pour maintenir leurs performances efficaces dans le temps.

### Spfications

## Specifications

<b>General Description</b>	Olives
<b>Material</b>	Brass
<b>Probe Diameter</b>	Suitable for probe diameters between 1.5mm & 8.0mm