


Joint de casserole - Acier inoxydable fileté



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les joints filets en acier inoxydable sont essentiels pour créer des connexions sûres et fiables dans diverses applications industrielles et mécaniques.

Leur résistance à la corrosion, leur durabilité et leur résistance les rendent adaptés aux environnements difficiles.

Une sélection, une installation et un entretien appropriés garantissent des performances fiables et une durabilité à long terme.

Specifications

Specifications

General Description	Potting seals to house the transition joints of sensor to extension leads
Material	Stainless steel
Thread	Threaded
Length	18.5mm to 44mm
Sizes	Various sizes and diameters