

## Rducteurs - Acier inoxydable



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les rducteurs en acier inoxydable sont des composants essentiels dans les systmes de tuyauterie, facilitant la transition entre diffrentes tailles de tuyaux pour rpondre aux exigences spcifiques de lapplication.

Leur rsistance la corrosion, leur durabilit et leur rsistance les rendent adapts un large ventail denvironnements et dapplications.

La slection, linstallation et lentretien appropris des rducteurs en acier inoxydable garantissent des performances efficaces et fiables.

### Spcifications

## Specifications

<b>General Description</b>	A reducer allows for a change in size to meet specific requirements of the application
<b>Material</b>	Stainless steel
<b>Sizes</b>	BSPP and BSPT