

Rducteurs - Laiton



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les rducteurs en laiton sont des composants essentiels dans les systmes de tuyauterie, facilitant la transition entre diffrentes tailles de tuyaux pour rpondre aux exigences spcifiques des applications.

Leur rsistance la corrosion, leur durabilit et leur rsistance les rendent adapts un large ventail denvironnements et dapplications.

La slection, linstallation et lentretien appropris des rducteurs en acier inoxydable garantissent des performances efficaces et fiables.

Spcifications

Specifications

General Description	A reducer allows for a change in size to meet specific requirements of the application
Material	Brass
Sizes	BSPP