


## Sonde dair portable en acier inoxydable - Type K IEC 4.0mm x 110mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonde dair en acier inoxydable 316 avec gaine ventile pour la mesure gnrale de la temprature de lair. Compos d'une poigne, d'un cble enroul de 2 mtres et d'une mini prise.

**Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?**

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points. Laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner n'importe quel point de temprature entre -10C et +200C.

**Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.**

**Spifications**

**Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3800-001
<b>General Description</b>	316 Stainless Steel Air Probe with a vented sheath for general air temperature measurement.
<b>Sensor Type</b>	K IEC
<b>Probe Diameter</b>	4.0mm
<b>Probe Length</b>	110mm
<b>Sheath Material</b>	316 Stainless Steel
<b>Max. Temperature</b>	+400°C