

Sonde pneumatique portable en acier inoxydable - Type T IEC 4.0mm x 110mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonde dair en acier inoxydable 316 avec gaine ventile pour la mesure gnrale de la temprature de lair. Compos d'une poigne, d'un cble enroul de 2 mtres et d'une mini prise.

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points. Laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner n'importe quel point de temprature entre -10C et +200C.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spifications

Specifications

Product Code	XE-3801-001
General Description	316 Stainless Steel Air Probe with a vented sheath for general air temperature measurement.
Sensor Type	T IEC
Probe Diameter	4.0mm
Probe Length	110mm
Sheath Material	316 Stainless Steel
Cable Length	2m Coiled Cable
Termination Type	Fitted mini plug
Max. Temperature	+400°C