

**Sonde de pntation portable en acier inoxydable -  
Type T ANSI 1,6 mm x 60 mm**



Image  
Coming  
Soon

Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonde de pntation en acier inoxydable 316 avec une pointe pointue pour la mesure de la temprature des liquides et des semi-solides. Compos dune poigne, dun cble enroul de 2 mtres et dune mini prise.

### **Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?**

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

**Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.**

### **Spcifications**

## **Specifications**

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Product Code</b>        | XE-3864-001                          |
| <b>General Description</b> | Penetration Probe with a pointed tip |
| <b>Sensor Type</b>         | T ANSI                               |
| <b>Probe Diameter</b>      | 1.6mm                                |
| <b>Probe Length</b>        | 60mm                                 |
| <b>Cable Length</b>        | 2m                                   |
| <b>Cable Termination</b>   | Miniature Plug                       |
| <b>Max. Temperature</b>    | +400°C                               |