

Sonde de pntation portable en acier inoxydable - Type T ANSI 6,0 mm x 300 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonde de pntation en acier inoxydable 316 avec une pointe pointue pour la mesure de la temprature des liquides et des semi-solides. Compos dune poigne, dun cble enroul de 2 mtres et dune mini prise.

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spcifications

Specifications

Product Code	XE-3872-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	T ANSI
Probe Diameter	6.0mm
Probe Length	300mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C