

**Sonde de pntation portable en acier inoxydable -
Type K JIS 3,3 mm x 300 mm**

Image
Coming
Soon

Sonde de pntation en acier inoxydable 316 avec une pointe pointue pour la mesure de la temprature des liquides et des semi-solides. Compos d'une poigne, d'un cble enroul de 2 mtres et d'une mini prise.

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.

Spcifications

Specifications

Product Code	XE-3881-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	K JIS
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	300mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C