

**Sonde de pntation portable en acier inoxydable -  
Type T JIS 3,3 mm x 300 mm**

Image  
Coming  
Soon

Sonde de pntation en acier inoxydable 316 avec une pointe pointue pour la mesure de la temprature des liquides et des semi-solides. Compos dune poigne, dun cble enroul de 2 mtres et dune mini prise.

### **Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?**

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

**Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison.**

### **Spfications**

## **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-3882-001
<b>General Description</b>	Penetration Probe with a pointed tip
<b>Thermocouple Type</b>	T JIS
<b>Probe Diameter</b>	3.3mm
<b>Probe Length</b>	300mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	+400°C