



## Thermocouple portatif ressort avec embout de disque en cuivre - Type K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Gaine en acier inoxydable avec poigne moule et 2 mètres de rallonge enrôlée terminée par une fiche thermocouple miniature.

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3816-001
<b>General Description</b>	Surface temperature spring loaded thermocouple with copper disc tip
<b>Thermocouple Type</b>	K
<b>Calibration</b>	IEC
<b>Cable Length</b>	2m Fully Extended
<b>Cable Type</b>	Retractable Curly Thermocouple Lead - Polyurethane outer
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	+600°C
<b>Dimensions</b>	Probe 4.7mmO x 63mm long stem, O8 x 17mm tip with O4.5mm copper disc
<b>Tip</b>	Copper disc tip