

Thermocouple junction expose CEI isol PFA (conducteurs de 0,076 mm) - Type K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermocouple de type K. Rponse rapide, jonction expose soude disponible avec queues nues. Idal pour les applications de test et de dveloppement.

Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?

Traable selon les normes dtalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.

Veillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour les informations de livraison

Specifications

General Description	Fast response, welded tip exposed junction
Sensor Type	Exposed Junction
Thermocouple Type	K
Cable Length	300mm, 0.5, 1, 2m
Cable Type	Teflon® PFA insulated wires
Core / Strands	0.003" (0.076mm) conductors
Termination Type	Bare tails
Max. Temperature	+260°C
Min. Temperature	-75°C
Standards Met	IEC-584-3