

Sonde ÃfÃ usage gÃfÃ©nÃfÃ©ral isolÃfÃ©e minÃfÃ©rale de poche - Type K,T,PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonde d'immersion isolée minérale avec une pointe arrondie appropriée pour la mesure de la température semi-solide et liquide. Composé d'une poignée, d'un câble enroulé de 2 metres et d'une mini-prise Type. Une construction semi-flexible permet a la sonde d'etre pliée ou façonnée pour les applications difficiles a atteindre. Ils sont appropriés pour une utilisation dans les essais de matériaux corrosifs et les mesures de métal fondu a haute température.

Besoin de votre capteur de température calibré?

Traçable aux normes d'étalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix d'un étalonnage traçable de 3 ou 5 points a l'aide de notre installation d'étalonnage interne, vous pouvez sélectionner tous les points de température entre -10 oC et 200 oC.

Veillez noter que si vous ajoutez une option d'étalonnage a votre commande, vous serez contacté concernant les informations de livraison.

Specifications

General Description	Rounded tip suitable for semi solid and liquid temperature measurement
Thermocouple Type	K or T
Calibration	IEC, ANSI or JIS Calibration or PRT (Black)
Probe Diameter	1.5mm, 3.0mm & 6.0mm
Probe Length	100mm, 120mm & 300mm
Cable Length	2m Coiled Cable
Termination Type	Fitted Mini Plug
Max. Temperature	+850°C