


Sondes de pÃfÃ©nÃfÃ©tration en acier inoxydable de poche - Type K,T,PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

316 Sonde de pénétration en acier inoxydable avec une pointe pointue pour la mesure de température liquide et semi-solide. Composé d'une poignée, d'un câble enroulé de 2 metres et d'une mini-prise.

Besoin de votre capteur de température calibré?

Traçable aux normes d'étalonnage ISO17025 (UKAS), Labfacility offre un choix d'un étalonnage traçable de 3 ou 5 points à l'aide de notre installation d'étalonnage interne, vous pouvez sélectionner tous les points de température entre -10 oC et 200 oC.

Veillez noter que si vous ajoutez une option d'étalonnage à votre commande, vous serez contacté concernant les informations de livraison.

Specifications

General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	K, T or PRT
Calibration	IEC, ANSI or JIS
Probe Diameter	1.6mm, 3.3mm or 6.0mm
Probe Length	60mm, 120mm or 300mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C