


## 100 d'ÃfÂtecteurs de plaies de fil Ohm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Veillez noter que les délais DIN de classe 1/10 varient - s'il vous plaît renseignez-vous ou vous serez contacté avec un délai apres avoir passé votre commande.

### Spécifications

## Specifications

<b>General Description</b>	Wirewound construction for optimum performance and stability
<b>Sensor Type</b>	Pt100 Single Element
<b>Max. Temperature</b>	+650°C
<b>Min. Temperature</b>	-200°C
<b>Tolerance</b>	Class A, Class B or 1/10 DIN. 1/10DIN relative to IEC 60751 over the range 0°C to 150°C (1/10 of Class B)
<b>Detector Dimensions</b>	Various width / length combination available