

## Sonde Lingettes dsinfectantes (la marque peut varier). Pack de 200



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Sil vous plat noter: Emballage / la marque peut varier - Article non conserv en stock pour assurer la fraicheur la commande. Des dlais courts et des variations peuvent sappliquer en raison de la disponibilitt. Notre quipe de vente confirmera avant lexpdition.**

Les lingettes dsinfectantes sonde sont efficaces contre 99,9% des bactries gram-positives et gram-ngatives, ainsi que contre la plupart des virus, champignons et autres micro-organismes, y compris les spores. Ils sont pr-doss avec une double formulation active idale pour fournir un contrle efficace des infections et prvenir la contamination croise des sondes et des ustensiles.

#### **Domaines dutilisation:**

Conues pour la dsinfection de petites surfaces, les lingettes dsinfectantes Pal Probe sont idales pour une utilisation dans des environnements alimentaires sur des sondes de temprature et de petits ustensiles. Ils conviennent galement une utilisation dans les laboratoires et les environnements cliniques.

Baignoire de poche (tailles de sonde: 130 x 125mm)

Quantit par paquet - 200

Taille de la baignoire - 85mm de diamtre x 170mm de hauteur.

Conforme

Un dosage contrl assure une dsinfection efficace pour chaque utilisation.

Rduit le risque de contamination croise.

La lingette de couleur bleue est facilement visible dans les environnements de prparation des aliments.

Commode

Remplace la ncessit de laver continuellement les sondes et les ustensiles.

Le sac de poche pratique tient dans la tunique ou le tiroir ustensiles du chef.

Rapide utiliser et facile utiliser.

Rentable

Gain de temps prcieux et rduction du besoin de plusieurs sondes et ustensiles.

(Utilisez les biocides en toute scurit. Lisez toujours ltiquette et la fiche dinformation sur le produit avant utilisation.)

## **Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-6500-001
---------------------	-------------