

## Thermomtre industriel Therma 1 (Type K)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**VEUILLEZ NOTER: Le dlai sera de 7 10 jours ouvrables lors du choix de l'etalonnage**

Le Therma 1 dispose de grands crans LCD faciles à lire avec circuit ouvert 'Err' et indication de batterie faible. Chaque thermomètre est alimenté par trois piles AAA de 1,5 volt qui donnent une autonomie minimale de cinq ans. Les unités s'éteignent automatiquement après dix minutes, maximisant ainsi la durée de vie de la batterie. Cette fonctionnalité peut être désactivée par l'utilisateur, si nécessaire.

Aucune sonde n'est incluse, veuillez choisir parmi la large gamme de sondes Labfacility pour convenir à ce produit

**Les capteurs de température portatifs en option utilisés avec cet appareil sont disponibles dans le menu déroulant - 26 sondes disponibles, sélectionnez votre style, longueur et diamètre de sonde de type K.**

### Spécifications

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3988-001
<b>General Description</b>	Housed in a robust ABS case that contains 'Biomaster' additive that helps to reduce bacterial growth.
<b>Type</b>	Industrial Digital Thermometer
<b>Thermocouple Type</b>	Type K
<b>Accuracy</b>	±0.4°C ±0.1%
<b>Input / Ranges</b>	0.1°C -99.9 to 299.9°C. 1°C 300 to 1372°C
<b>Resolution of data display</b>	0.1°C & 1°C
<b>Dimensions</b>	25 x 56 x 128mm
<b>Power Supply</b>	Battery 3 x 1.5 volt AAA. Battery life 10000 hours/min 5 years
<b>Sensor Type</b>	Sensor type K miniature thermocouple
<b>Weight</b>	130 grams