

Raccords compression en laiton - filetage NPT (NPT)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pour adapter une large gamme de capteurs isolation minérale et d'autres capteurs de type sonde proposés par Labfacility.

Les raccords compression en laiton avec filetage NPT (National Pipe Thread) sont couramment utilisés pour connecter des tuyaux et des tubes dans diverses applications.

Les filetages NPT sont coniques, ce qui crée une tanchit plus tanche au fur et mesure que le raccord est serré.

Le laiton, connu pour sa résistance à la corrosion, sa durabilité et son usinabilité, rend ces raccords adaptés à la plomberie, au CVC et aux applications basse et moyenne pression impliquant de l'eau, de l'air et du gaz.

Specifications

Specifications

| | |
|----------------------------|--|
| General Description | Male in-line stainless steel compression type with nut & olive |
| Material | Brass |
| Thread | 1/8" or 1/4" NPT available |
| Probe Diameter | To suite 3.0mm or 6.0mm probe diameters |