


## Thermocouple Velcro CEI, PFA avec prise miniature - Type K,T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les thermocouples Velcro peuvent être utilisés comme une méthode simple et rapide pour mesurer la température autour de la surface d'un tuyau.

## Specifications

<b>Thermocouple Type</b>	K or T
<b>Cable Length</b>	1.5M (0.5M Inside Velcro)
<b>Cable Type</b>	PFA
<b>Core / Strands</b>	7/0.2mm
<b>Termination Type</b>	Miniature flat pin plug, colour coded in accordance IEC 584
<b>Max. Temperature</b>	+150°C
<b>Length</b>	Velcro: 500mm