



Thermocouple bande magnétique IEC Type K, isolé en PTFE avec bouchon miniature



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermocouple bande magnétique flexible pouvant être fixée sur la plupart des surfaces ferro-magnétiques, la grande surface de l'aimant assure une bonne adhérence permettant une simple installation. Utile dans une large gamme d'applications de surveillance de la température, en particulier dans les tests et le développement.

Specifications

General Description	Ideal for ferrous metal surface measurement
Thermocouple Junction	Grounded measuring junction
Magnet	50 x 25 x 1mm magnetic strip
Cable Length	1 or 2 metre
Cable Type	PTFE insulated wires, twin twisted
Termination Type	Miniature flat pin plug, colour coded in accordance IEC 584
Max. Temperature	100°C
Min. Temperature	-50°C