




LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Sonde d'AirTM avec IEC Moulded-on Miniature Plug - Types K,T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonde d'air avec type miniature moulé K ou T IEC Plug

La prise moulée donne une construction robuste aussi bien que fournissant une terminaison imperméable a l'eau.

Spécifications**Specifications**

General Description	vented sheath for general air temperature measurement
Sensor Type	Mineral insulated
Thermocouple Type	K, T
Probe Diameter	4.0mm
Probe Length	110mm
Termination Type	Miniature moulded flat pin plug, colour coded in accordance IEC specification
Max. Temperature	+250°C (Moulded-on plug +110°C)
Standards Met	IEC
Connector Type	Plug
Connector Size	Miniature (moulded-on)
Probe Material	vented sheath, 316 stainless steel