

## IR GM300 Thermomtre infrarouge missivit fixe (0,95) (usage non mdical uniquement)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Pour des quantités plus importantes, veuillez utiliser onglet demande de produit pour contacter notre équipe commerciale afin d'obtenir un devis et des informations sur les délais.**

**Veuillez noter qu'il s'agit**  
de

*thermomètres IR industriels, veuillez donc vérifier les spécifications avant d'acheter car des frais de réapprovisionnement de 20% s'appliqueront aux produits inutilisés. La précision de ces articles les rend impropres à un usage médical*

### Spécifications

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4008-001
<b>Model</b>	GM300 Fixed Emissivity (0.95)
<b>General Description</b>	GM300 infrared thermometer is used for measuring the temperature of the object's surface.
<b>Accuracy</b>	+/- 1.5°C / +/- 1.5%
<b>Resolution</b>	0.1°C or 0.1°F
<b>Emissivity</b>	0.95 Preset
<b>Distance to Spot Size</b>	12:1
<b>Battery</b>	9V
<b>Function #1</b>	MAX / MIN / AVG / DIF reading
<b>Function #2</b>	Auto Power off & Data Hold
<b>Function #3</b>	High / Low Temperature Alarm setup
<b>Function #4</b>	Laser ON / OFF selectable
<b>Unit selectable</b>	°C / °F
<b>Power Supply</b>	Requires one standard 9V battery (included)



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

<b>Measuring range</b>	-50°C to 450°C
<b>Important Information</b>	These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products
<b>Series</b>	Infrared Thermometer