

IR GM300 Thermomtre infrarouge missivit fixe (0,95) (usage non mdical uniquement)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pour des quantités plus importantes, veuillez utiliser l'onglet demande de produit pour contacter notre équipe commerciale afin d'obtenir un devis et des informations sur les délais.

Veuillez noter qu'il s'agit
de

thermomètres IR industriels, veuillez donc vérifier les spécifications avant d'acheter car des frais de réapprovisionnement de 20% s'appliqueront aux produits inutilisés. La précision de ces articles les rend impropres à un usage médical

Specifications

Specifications

Product Code	XE-4008-001
Model	GM300 Fixed Emissivity (0.95)
General Description	GM300 infrared thermometer is used for measuring the temperature of the object's surface.
Accuracy	+/- 1.5°C / +/- 1.5%
Resolution	0.1°C or 0.1°F
Emissivity	0.95 Preset
Distance to Spot Size	12:1
Battery	9V
Function #1	MAX / MIN / AVG / DIF reading
Function #2	Auto Power off & Data Hold
Function #3	High / Low Temperature Alarm setup
Function #4	Laser ON / OFF selectable
Unit selectable	°C / °F
Power Supply	Requires one standard 9V battery (included)



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Measuring range	-50°C to 450°C
Important Information	These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products