

Sonde aÃfÂ©rienne mobile de poche - Type K,T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Gaine en acier inoxydable avec une poignée moulée et 2 metres de câble d'extension enroulé terminé dans une prise thermocouple miniature. Les sondes d'air thermocouple sont idéales pour mesurer la température de l'air et des gaz immobiles ou en mouvement.

Specifications

General Description	Handheld Moving Air Probe, Ideal for the measurement of air and gases
Sensor Type	Funnelled shield allows for maximum airflow across measuring junction
Thermocouple Type	K or T
Calibration	IEC
Probe Diameter	30mm
Probe Length	120mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Fitted Plug