

Sonde air mobile portable - Type K IEC 30mm x 120mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Gaine en acier inoxydable avec poigne moule et 2 mtres de cble dextension enroul termin par une fiche thermocouple miniature. Les sondes dair thermocouple sont idales pour mesurer la temprature de lair et des gaz stagnants ou en mouvement.

Spifications

Specifications

Product Code	XE-3845-001
General Description	Handheld Moving Air Probe, Ideal for the measurement of air and gases
Sensor Type	Funnelled shield allows for maximum airflow across measuring junction
Thermocouple Type	K IEC
Probe Diameter	30mm
Probe Length	120mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Fitted plug
Series	Handheld Probe