

## Sonde air mobile portable - Type K IEC 30mm x 120mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Gaine en acier inoxydable avec poigne moule et 2 mètres de câble d'extension enroulé terminé par une fiche thermocouple miniature. Les sondes d'air thermocouple sont idéales pour mesurer la température de l'air et des gaz stagnants ou en mouvement.

### Specifications

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3845-001
<b>General Description</b>	Handheld Moving Air Probe, Ideal for the measurement of air and gases
<b>Sensor Type</b>	Funnelled shield allows for maximum airflow across measuring junction
<b>Thermocouple Type</b>	K IEC
<b>Probe Diameter</b>	30mm
<b>Probe Length</b>	120mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Cable Termination</b>	Fitted plug