

Sonde de pntation portable en acier inoxydable - PRT (noir) 3,3 mm x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonde de pntation en acier inoxydable <p>316 avec pointe pointue pour la mesure de la temprature des liquides et des semi-solides. Compos dune poigne, dun cble enroul de 2 mtres et dune mini prise.</p>

<p> </p>

<table style="hauteur : 36px ; border-color : #f5f5f5 ; border="1 width="850">

< personne >

<tr>

<me style="largeur : 417px ; couleur de fond : #cccccc ; text-align : centre ; vertical-align : milieu ;" >

<h2>Vous avez besoin de calibrer votre capteur de temprature ?</h2>

</th>

<td style="largeur : 417px ; couleur darrre-plan : #f5f5f5 ; text-align : centre ; vertical-align : milieu ;" >

<p>Traceability to ISO17025 talons dtalonnage (UKAS), Labfacility offre un choix dtalonnage traable en 3 ou 5 points laide de notre installation dtalonnage interne, vous pouvez slectionner nimporte quel point de temprature entre -10C et +200C.</p>

<p>Veuillez noter que si vous ajoutez une option de calibrage votre commande, vous serez contact pour obtenir des informations sur la livraison.</p>

</TD>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Spfications</p>

<p> </p>

Specifications

Product Code	XE-3890-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Sensor Type	PRT
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	120mm
Cable Length	2m
Max. Temperature	+400°C