


## Blocs terminaux - Type CU Blanc



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les blocs terminaux viennent dans beaucoup de différents types et tailles pour convenir a votre tete terminale.  
Vérifiez soigneusement les dimensions des trous de fixation sur votre tete terminale avant de choisir le bloc correct.

**Façon**

**Code d'ordre**

**Couleur**

**Diametre**

**Fixations**

**S'adapte a la tete**

4

XE-3829-001

Blanc

42mm 42mm

33mm 33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

## Specifications

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Material</b>         | Plastic |
| <b>Fixing (Centres)</b> | 33mm    |
| <b>Colour</b>           | White   |



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Dimensions</b>        | 42mm Diameter          |
| <b>To Fit Head</b>       | KNE, KNP, KPP, B, SCH4 |
| <b>Sizes</b>             | 4 Way                  |
| <b>Thermocouple Type</b> | CU                     |