


Blocs terminaux - Type CU Blanc



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les blocs terminaux viennent dans beaucoup de différents types et tailles pour convenir a votre tete terminale.
Vérifiez soigneusement les dimensions des trous de fixation sur votre tete terminale avant de choisir le bloc correct.

Façon

Code d'ordre

Couleur

Diametre

Fixations

S'adapte a la tete

4

XE-3829-001

Blanc

42mm 42mm

33mm 33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

Specifications

Material	Plastic
Fixing (Centres)	33mm
Colour	White



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Dimensions	42mm Diameter
To Fit Head	KNE, KNP, KPP, B, SCH4
Sizes	4 Way
Thermocouple Type	CU