


Blocs terminaux - CÃ©ramique



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les blocs terminaux viennent dans beaucoup de différents types et tailles pour convenir a votre tete terminale.
Vérifiez soigneusement les dimensions des trous de fixation sur votre tete terminale avant de choisir le bloc correct.

Façon

Code d'ordre

Diametre

Fixations

S'adapte a la tete

3

XE-3833-001

34mm 34mm

27mm 27mm

Kns

4

XE-3830-001

42mm 42mm

33mm 33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

4 (Printemps Chargé)

XE-3831-001

42mm 42mm

33mm 33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

6

XE-3832-001

50mm 50mm

40mm 40mm

KNE, KNP, KPP, SCH4

Specifications

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material | Ceramic |
| Fixing (Centres) | 27mm, 33mm or 40mm |
| Colour | Natural |
| Dimensions | 34mm, 42mm or 50mm |
| To Fit Head | KNE, KNP, KPP, B, SCH4 |
| Sensor Type | PRT |
| Sizes | 3, 4 or 6 Way |