

TĀfĀŠTE de terminal de couvercle hinged KNP



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

De nombreux autres types de têtes de terminaux sont disponibles pour répondre aux exigences de diverses applications.

Il existe des variations de taille, de matériaux, d'hébergement, de résistance aux médias, de résistance au feu ou même d'explosion et d'autres paramètres.

Specifications

Head Type	KNP Hinged Lid Terminal Head
Material	Aluminium Silver Painted
Cable Entry	M20 x 1.5mm
Fixing (Centres)	33mm & 40mm
Max. Temperature	170°C
IP Rating	IP67 rated
Process Entry	1/2" BSPP and 3/4" BSPP
Cap Retaining Type	Hinged Cap