

## TĀfĀŠTE de terminal de couvercle hinged KNP



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

De nombreux autres types de têtes de terminaux sont disponibles pour répondre aux exigences de diverses applications.

Il existe des variations de taille, de matériaux, d'hébergement, de résistance aux médias, de résistance au feu ou même d'explosion et d'autres paramètres.

## Specifications

<b>Head Type</b>	KNP Hinged Lid Terminal Head
<b>Material</b>	Aluminium Silver Painted
<b>Cable Entry</b>	M20 x 1.5mm
<b>Fixing (Centres)</b>	33mm & 40mm
<b>Max. Temperature</b>	170°C
<b>IP Rating</b>	IP67 rated
<b>Process Entry</b>	1/2" BSPP and 3/4" BSPP
<b>Cap Retaining Type</b>	Hinged Cap