

## TÃfÂate de terminal MA



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

De nombreux autres types de têtes de terminaux sont disponibles pour répondre aux exigences de diverses applications.

Il existe des variations de taille, de matériaux, d'hébergement, de résistance aux médias, de résistance au feu ou même d'explosion et d'autres paramètres.

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4129-001
<b>Head Type</b>	MA Terminal Head
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Cable Entry</b>	M16 x 1.5mm
<b>Fixing (Centres)</b>	20mm
<b>Max. Temperature</b>	170°C
<b>IP Rating</b>	IP66 rated
<b>Process Entry</b>	1/8" BSPP
<b>Cap Retaining Type</b>	Cap and retaining screw