

N Terminal Head



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

De nombreux autres types de têtes de terminaux sont disponibles pour répondre aux exigences de diverses applications.

Il existe des variations de taille, de matériaux, d'hébergement, de résistance aux médias, de résistance au feu ou même d'explosion et d'autres paramètres.

Specifications

Product Code	XE-4130-001
Head Type	N Terminal Head
Material	Nylon Black Head
Cable Entry	M20
Fixing (Centres)	33mm
Max. Temperature	90°C
IP Rating	IP54 rated
Process Entry	1/8" BSPP
Cap Retaining Type	Screw Cap Lid with Rubber Gasket