

Thermomètre Legionella avec minuterie intégrale de temps d'attente



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

M2008 Le thermometre a entrée unique avec une minute intégrale et une minuterie de 2 minutes.

Ce thermometre est principalement développé pour une utilisation dans la gestion des risques Legionella et offre l'assurance que la température correcte est prise lors de la surveillance des températures chaudes et froides de l'eau.

fonctionnalités

Thermocouple d'entrée unique

Délai intégral pour le compte a rebours de 1 et 2 minutes

Gamme de mesures : -200 a 1 372 oC (personne a charge de type sonde)

Précision: - 0,1% de lecture a 0,2 oC

C/F Sélection

Boîtier imperméable IP67

Faible indication de batterie

Types de thermocouples sélectionnables : K et T

Auto-calibrating

Botte en caoutchouc incluse pour une protection supplémentaire contre les dommages

Inclut 1 x batterie PP3

Nécessite: Une sonde thermocouple / capteur

Spécifications

Specifications

Product Code	XE-4091-001
General Description	Measurement Range: -200 to +1,372°C (probe type dependant)
Type	Single input Thermometer with an integral 1 minute & 2 minute timer
Accuracy	± 0.1% of Reading ± 0.2°C
Readings	C/F Selectable
Power Consumption	Low Battery Indication



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Power Supply	Includes 1 x PP3 Battery
Standards Met	IP67 Waterproof Casing
Thermocouple Type	K & T
Thermometer	Self-Calibrating
Termination Type	Requires a Thermocouple Probe/Sensor
Accessories	Rubber Boot included for extra protection against damage