


Capteur de température RTD avec connecteur Hirschmann



'HIRSCHMANN PT100 PROBE ASSEMBLY'



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un assemblage de capteurs Pt100 de 6 mm de diametre rentable logé dans un corps en acier inoxydable de 316 années 316 avec une connexion de processus BSP de 1/2 po et un connecteur de dine équipé avec le plomb de connexion.

Specifications

| | |
|----------------------------|---|
| General Description | RTD Temperature Sensor & Hirschmann Connector |
| Sensor Type | PT100 Class A |
| Process Connection | 1/2" BSP |
| Probe Diameter | 6.0mm |
| Probe Length | 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm and 300mm lengths available below hex |
| Cable Length | 1m |
| Cable Type | PVC Insulated |
| Max. Temperature | +250°C |
| Min. Temperature | -50°C |
| IP Rating | IP65 |
| Connection Type | DIN connector Screw terminal |
| Number of Wires | 4 wire connection |