


## Capteur de temprature RTD avec connecteur Hirschmann - Longueur de sonde de 75 mm



**'HIRSCHMANN PT100 PROBE ASSEMBLY'**



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Un ensemble de capteur Pt100 conomique de 6 mm de diamtre log dans un corps en acier inoxydable 316 avec un raccord process BSP 1/2" et un connecteur DIN mont avec cble de connexion.

**Spcifications****Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-5682-001
<b>General Description</b>	RTD Temperature Sensor & Hirschmann Connector
<b>Sensor Type</b>	PT100 Class A
<b>Minimum Span</b>	25°C *1
<b>Process Connection</b>	1/2" BSP
<b>Probe Diameter</b>	6.0mm
<b>Probe Length</b>	75mm
<b>Cable Length</b>	1m
<b>Cable Type</b>	PVC Insulated
<b>Max. Temperature</b>	250°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>IP Rating</b>	IP65
<b>Connection Type</b>	DIN connector Screw terminal
<b>Number of Wires</b>	4 wire connection