


Thermomtre corporel numrique



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le thermomètre numérique peut mesurer rapidement, précisément et commodément la température du corps humain.

La coque est en plastique non toxique et est moins fragile que le thermomètre mercure traditionnel, qui est facile à casser. Le mercure pollue l'environnement et n'est pas aussi facile à lire.

Specifications

Specifications

Product Code	XE-4095-001
General Description	Digital Thermometer
Type	Flexible probe head
Accuracy	+/- 0.1°C
Resolution	0.1°C
Dimensions	124mm x 18.5mm x 10mm
Temperature Range	+32°C to 42°C
Weight	10g
Important Information	Measurement time: about 1 minute