

## Thermomtre corporel numrique



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le thermomètre numérique peut mesurer rapidement, précisément et commodément la température du corps humain. La coque est en plastique non toxique et est moins fragile que le thermomètre mercure traditionnel, qui est facile à casser. Le mercure pollue l'environnement et n'est pas aussi facile à lire.

### Specifications

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4095-001
<b>General Description</b>	Digital Thermometer
<b>Type</b>	Flexible probe head
<b>Accuracy</b>	+/- 0.1°C
<b>Resolution</b>	0.1°C
<b>Dimensions</b>	124mm x 18.5mm x 10mm
<b>Temperature Range</b>	+32°C to 42°C
<b>Weight</b>	10g
<b>Important Information</b>	Measurement time: about 1 minute