

Capteur PT100 avec gaine exterieure isole en PFA - Type PRT - Longueur 5M



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Le style RTF4/NAH est un capteur de surface encapsulé dans un patch en caoutchouc de silicone.

Utilisé pour les applications de surface

Tolérance de classe B

Plomb isolé PFA

Terminaison de queue 4 fils pour IEC60751

Options de plomb PFA de 1, 3 ou 5 m disponibles

Spécifications

Specifications

Product Code	XE-3687-001
Sensor Type	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
Element	Pt100
Patch dimensions	L40 x W15mm x D5mm
Cable Length	5M
Cable Type	PFA insulated outer jacket
Core / Strands	7/0.1mm
Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	+150°C
Min. Temperature	-50°C
Accuracy	Class B
Number of Wires	4
Series	Patch Pt100