

Capteur autocollant patch PT100 avec enveloppe extérieure isole PFA - Type PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pour plus d'options, y compris le type de thermistance, le type de détecteur RTD, les différentes qualités de détecteur et les longueurs personnalisées, veuillez contacter notre équipe commerciale en utilisant le bouton Demande de renseignements sur le produit.

Le style RTF4/NAH est un capteur de surface encapsulé dans un patch en caoutchouc de silicone.

Utilisé pour les applications de surface

Tolérance de classe B

Plomb isolé PFA

Terminaison de queue 4 fils pour IEC60751

Options de sonde PFA de 1, 3 ou 5 m disponibles

Spécifications

Specifications

Sensor Type	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
Element	Pt100
Patch dimensions	L40 x W15mm x D5mm
Cable Length	1, 3 or 5m
Cable Type	PFA insulated outer jacket
Core / Strands	7/0.1mm
Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	+150°C
Min. Temperature	-50°C
Accuracy	Class B
Number of Wires	4