

## Capteur autocollant patch PT100 avec enveloppe extérieure isole PFA - Type PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Pour plus d'options, y compris le type de thermistance, le type de détecteur RTD, les différentes qualités de détecteur et les longueurs personnalisées, veuillez contacter notre équipe commerciale en utilisant l'onglet Demande de renseignements sur le produit.

Le style RTF4/NAH est un capteur de surface encapsulé dans un patch en caoutchouc de silicone.

Utilisé pour les applications de surface

Tolérance de classe B

Plomb isolé PFA

Terminaison de queue 4 fils pour IEC60751

Options de sonde PFA de 1, 3 ou 5 m disponibles

### Spifications

## Specifications

<b>Sensor Type</b>	Silicone rubber patch with self adhesive foil backing
<b>Element</b>	Pt100
<b>Patch dimensions</b>	L40 x W15mm x D5mm
<b>Cable Length</b>	1, 3 or 5m
<b>Cable Type</b>	PFA insulated outer jacket
<b>Core / Strands</b>	7/0.1mm
<b>Cable Termination</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	+150°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>Accuracy</b>	Class B
<b>Number of Wires</b>	4