

## Thermocouple ANSI Bolt, acier inoxydable en fibre de verre sur cble tress - Type K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les capteurs de boulons sont généralement vissés dans la surface, ce qui augmente normalement la vitesse de réponse et la sensibilité de la mesure. Convient pour une utilisation jusqu'à +250°C.

### Specifications

## Specifications

<b>Thermocouple Type</b>	K
<b>Thermocouple Junction</b>	Bolts have grounded junctions
<b>Cable Length</b>	2M
<b>Cable Type</b>	Glassfibre stainless steel over braided cable
<b>Cable Termination</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	+250°C
<b>Standards Met</b>	ANSI MC96.1
<b>Bolt thread/pitch</b>	M8 x 1mm / M10 x 1mm / M12 x 1mm
<b>Colour</b>	Positive: Red / Negative: Yellow
<b>Length</b>	Bolt length: 13mm or 25mm