

Thermocouple ANSI Bolt, acier inoxydable en fibre de verre sur cble tress - Type K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les capteurs de boulons sont généralement vissés dans la surface, ce qui augmente normalement la vitesse de réponse et la sensibilité de la mesure. Convient pour une utilisation jusqu'à +250°C.

Specifications

Specifications

Thermocouple Type	K
Thermocouple Junction	Bolts have grounded junctions
Cable Length	2M
Cable Type	Glassfibre stainless steel over braided cable
Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	+250°C
Standards Met	ANSI MC96.1
Bolt thread/pitch	M8 x 1mm / M10 x 1mm / M12 x 1mm
Colour	Positive: Red / Negative: Yellow
Length	Bolt length: 13mm or 25mm