

Thermocouple boulons, acier inoxydable en fibre de verre sur cble tress - JIS Type K - Pas de filetage M12x1mm - Taille du boulon 25mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Les capteurs boulon sont généralement vissés dans la surface, ce qui augmente normalement la vitesse de réponse et la sensibilité de la mesure. Convient pour une utilisation jusqu'à +250°C.

Specifications

Specifications

Product Code	XE-0595-001
Thermocouple Type	K JIS
Thermocouple Junction	Bolts have grounded junctions
Cable Length	2m
Cable Type	Glassfibre stainless steel over braided cable
Cable Termination	Bare Tails
Max. Temperature	250°C
Standards Met	JIS (Japanese Industrial Standards)
Bolt thread/pitch	M12 x 1mm
Colour	Positive: Red / Negative: White
Length	25mm