

Connecteur de thermocouple miniature en ligne AM-K-FS Type K ANSI



Miniature in-line Socket
(dimensions in mm)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Connecteur de thermocouple miniature en ligne AM-K-FS Type K ANSI

Ideal pour un usage gnral, tous les contacts sont polariss pour assurer une connexion correcte. Ces connecteurs acceptent les cbles thermocouples jusqu 4 mm de diamtre.

Spcifications**Specifications**

Product Code	XE-1132-001
General Description	Ideal for general purpose use. Contacts are polarised to ensure correct connection.
Thermocouple Type	K ANSI
Connector Type	Socket
Connector Size	Miniature
Colour	Yellow
Max. Temperature	220°C
+Positive Contact	Nickel Chromium
-Negative Contact	Nickel Alloy
Standards Met	BS EN 50212:1997. RoHS