


## Thermistance Capteurs de temprature extrieurs / entrepts frigorifiques



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Thermistance NTC 10K 2 fils dans un boîtier de montage mural résistant aux intempéries IP67 pour une détection précise de la température de l'air extérieur

**Caractéristiques principales :**

Valeur de résistance : 10K ohms

Type : Thermistance NTC (Negative Temperature Coefficient), ce qui signifie que sa résistance diminue mesure que la température augmente.

Plage de température : Capable de mesurer avec précision des températures de -50C +150C.

Câblage : configuration 2 fils pour une connectivité simple.

Indice IP : IP67

**Applications:****Systèmes CVC**

: Surveille la température de l'air pour réguler efficacement les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

**Spécifications****Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-9867-001
<b>General Description</b>	Weatherproof IP67 rated wall mounting Thermistor for accurate outdoor air temperature sensing
<b>Sensor Type</b>	Single Element
<b>Thermistor</b>	10K NTC Thermistor
<b>BETA 25/85</b>	3977K
<b>Sheath Material</b>	Perforated 316 stainless steel probe, 12.7mm x 75mm
<b>Core / Strands</b>	7/0.2mm
<b>Cable Termination</b>	Bare Tails



<b>Gland</b>	M20 cable entry gland
<b>Max. Temperature</b>	+150°C
<b>Min. Temperature</b>	-50°C
<b>IP Rating</b>	67
<b>Accuracy</b>	+/- 0.2K (over 0-70°C)
<b>Number of Wires</b>	2
<b>Series</b>	Thermistor Cold Store Sensor 10k